



Fiche technique LYNE UP

	LYNE UP
Photo	
Type de vêtements	Sous-vêtements
Composition	78% polyamide, 22% elastane
Poids	200g
Type de Tenseur	elastique (150g)
Force du Tenseur	Léger, Force 1
Autre	Tension ajustable sur 3 crans.
Créés pour	Les postures sédentaires
Packaging	Carton

	LYNE UP
Objectifs	- Diminuer les maux de dos - En redressant votre dos régulièrement, les muscles sont engagés et dynamisés, ce qui renforce les muscles du dos. - Rééduquer votre dos. - Effet proprioceptif

Guide des tailles :



	LYNE UP
Usage prévu	La technologie LYNE vise à soutenir les muscles de la colonne vertébrale et à maintenir la mobilité des articulations et le tonus musculaire en utilisant le principe de l'autocorrection.
Condition médicale / application prévue	Mal de dos mécanique ou prévention ou mal de dos.
Contre-indications	- Une pathologie entraînant une faiblesse articulaire, tendineuse et osseuse du tronc et du membre supérieur - Une maladie inflammatoire aiguë et/ou entorse d'une ou plusieurs articulations du membre supérieur ou du tronc. - Une fracture tassement d'une ou plusieurs vertèbres de moins de 3 mois ou non consolidée. - Une arthropathie Dégénérative - La maladie de Paget - Une sténose du canal radiculaire - Une spondylarthrite ankylosante - Une opération chirurgicale récente, non cicatrisée du tronc ou du membre supérieur. - Une rupture tendineuse ou ligamentaire, partielle ou complète, des membres supérieurs ou du tronc, de moins de 2 mois. → En cas de doute contactez notre expert santé à l'adresse pro@percko.com <u>Précautions d'usage</u> Demandez l'avis de votre médecin en cas de: - Grossesse - Ostéoporose
Precautions	• ATTENTION: Les produits LYNE doivent être lavés en machine à 30° avant la première utilisation. • Tenir les produits LYNE à l'écart du feu ou d'une source de chaleur importante ou d'une source électrique à haute tension. • Ne serrez pas trop fort les sangles pour éviter de créer un effet de garrot. • Portez la partie du produit couvrant la taille sur le dessus d'un sous-vêtement ordinaire pour éviter d'abîmer la peau en raison du positionnement de la bande antidérapante. • En cas d'inconfort, d'irritation, enlevez le produit et consultez le service clientèle. • Stockez et conservez les produits LYNE à température ambiante, loin de toute source de chaleur et de préférence dans leur emballage d'origine. • Pour des raisons de performance et d'hygiène, ne laissez pas les produits à d'autres clients.
Avertissement	• N'exposez pas les produits à une source de chaleur importante. • Ne pas porter les produits à proximité d'un feu ou d'un solvant. • Ne pas porter les produits LYNE pour aller nager ou pratiquer un sport aquatique.

Entretien	• Reportez-vous à l'étiquette du produit pour les instructions d'entretien. • Laver en machine à 30° après chaque usage (recommandé), programme doux ou synthétique, de préférence à l'aide d'un sac de lavage. • N'utilisez pas de détergents, d'assouplissant autre que la lessive classique et de produits agressifs tels que le chlore • Essorage à 700 tours/minute. • Laissez sécher à l'air libre, à l'abri de toute source de chaleur.
Domaine d'application	Occupation sédentaire avec une mauvaise posture récurrente caractérisée par : - une colonne vertébrale en forme de C - Diminution du tonus abdominal - Tension des muscles cervicaux, du haut du dos et lombaires - Douleurs lombaires, dorsales ou cervicales régulières pendant les heures de travail qui peuvent se prolonger jusqu'au soir.
Population cible	Toute personne sédentaire ou active qui peut souffrir de douleurs rachidiennes mécaniques
Durée d'utilisation ou de contact avec le corps	21 jours puis 2j/semaine
Nombre maximum d'utilisations	Jusqu'à 200 Lavages
Partie du corps en contact avec le produit	Épiderme de la partie supérieure du corps.