

Caractéristiques du produit

Produit CEDERROTH DOUCHE OCULAIRE

Référence 7251

1. Description générale Equipement de douche oculaire à usage unique contenant une solution physiologique de lavage stérile et tamponnée. Solution conservée dans un flacon à l'ouverture facile, équipé d'une ceillère intégrée et d'une protection anti-poussière.
La protection anti-poussière sert également de dispositif d'ouverture.

2. Usage La douche oculaire Cederroth est destinée à l'élimination urgente de particules étrangères et de liquides dangereux projetés dans l'oeil, acides ou basiques, en premier secours sur le lieu du travail.

La douche oculaire Cederroth permet de répondre à la première phase d'urgence sur le site de l'accident avant d'avoir recours à un équipement de lavage des yeux, autonome ou fixe, ou d'appeler un médecin.

3. Composition

- Liquide : Solution stérile, isotonique de Chlorure de sodium 0,9%, tamponnée au Borate de sodium pour un pH neutre.
Sans conservateur.
- Volume : 500 ml
- Flacon : Flacon étanche en polypropylène fabriqué selon la technique « Blow-Fill-Seal ».
Oeillère en polypropylène semi-transparent
Protection anti-poussière en plastique vert (ABS)



- Dimensions du flacon : Diamètre : 66 mm
Hauteur : 235 mm

4. Etiquetage

Sur le flacon : Adresse de Cederroth,
Numéro de téléphone et de fax, adresse e-mail
Nom du produit
Numéro de référence
Numéro de lot
Date d'expiration
Marquage CE avec notification du contenu
Stérile
A usage unique
Mode d'emploi
Code EAN

Sur emballage transport : Cederroth, adresse, numéro de téléphone et fax
Nom du produit
Numéro de référence
Numéro du LOT
Date d'expiration
Code EAN
Nombre de produits par emballage

5. Conditions de stockage

+2°C à +40°C. Ne pas congeler.
Stocker dans l'emballage d'origine, pour une
protection maximale jusqu'au délai de
péremption.

6. Accessoires

Porte-flacon mural Cederroth pour Douche
oculaire (REF 7200) pour un stockage organisé
et un emplacement défini. Sert également de
système antivol.

7. Approbation

Approuvé par :

Yvonne Törnevik
Responsable Assurance Qualité

Date : 05-07-2002
