

FICHE TECHNIQUE
LAVE ŒIL PH NEUTRE 200 ml

□ **ASEP LAVE ŒIL PH NEUTRE 200 ml**

Ref. : ASEP LAVE ŒIL PH NEUTRE 200 ml



Composition :

1 lave oeil 200 ml de solution ophtalmique « PH Neutre »

Caractéristiques :

Contient un tampon phosphate stérile 4,9 %
Convient pour une neutralisation rapide des produits chimiques (acides et bases)
La solution « PH Neutre » neutralise efficacement et rapidement les projections de solutions alcalines (base) ou acides. Elle ramène le niveau de Ph dans l'œil à 7,4 en moins de 20 secondes.
Ce lave œil s'adapte sur toutes les stations murales de notre gamme et à la pochette pour Kit oculaire portable.

- La forme ergonomique du capuchon permet un rinçage direct et évacue le liquide après le rinçage de l'œil.
- Scellé assurant l'intégrité du dispositif
- Léger et peu encombrant.
- Facilement identifiable
- Utilisation simple avec une notice sur le flacon et prêt à l'emploi.
- Permet une action rapide.
- Temps de rinçage : 2 minutes
- Péréemption : 3 ans

- **Code Article ESCULAPE : 8205255**
